


تاينقتل Rac1/2/3 - ج داضم يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج Wb وIhc-P وElisa - P63000 / P15153 / P60763

مصنوع ال مقمر: CM0010315



ةمدقم

ةفلأل يلإع يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج WB وIHC-P تاينقتل بسانم Rac1/2/3، دض Rac1/2/3، دض Rac تاينقورب عمآي بللصت لغافت ي. ELISA و يعانم دضتسم. ةيذجل او ةيرأفل او ةيرشب ال N ةي فرطل ةقطنم ال يل ع دم تعي فلتؤم يلاثم. (P63000) يرشب ال RAC1 تاينقورب الالخل ةرجهو GTPase تاراشل تاساردل.

ديزملا فرع

راي عم ال	ةم ي ال
جت نم ال مس	ةليسنل ديحو يبنرأ Rac1/2/3 داضم مسج
ةراعتسم الاءامسأل/تاطحال ال	MIG5؛ MRD48؛ Rac-1؛ TC-25؛ p21-Rac1؛ Rac1/2/3
عون ال	ناسن ال
م (ناسن ال) نجل الفرم	5879
نجل الفرم	5879/5880/5881
يعانم دضتسم ال	(P63000) يرشب ال RAC1 نم 1-189 ةي نمأل اصامألل رطانم لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن تاينقورب: فلتؤم تاينقورب
ردصم ال	بنرأ ال
ةفل	ةليسنل ةديحو ةداضم ال ماسج ال
ق يبطت ال	WB, IHC-P, ELISA
يللصت لغافت ال	ذجل، رأفل، ناسن ال
SWISS	P63000/P15153/P60763
تاينقورب لل ةيئزجل نزول	نوتلادوليك 21
نحش ال	جلت سيك