

تاينق تـل Rarres2 دض بنرألل ةلـسننل ددعتـم داضـم مسـج Wb، If/Icc، Elisa - Q99969

رـصـنـعـال مـقـر: CM0030954



ةمدقم

فدهتسي بنرألل ةلـسننل ددعتـم داضـم مسـج
(chemerin/TIG2) يرشـبـل RARRES2 نـيـتـورـب
(Western blot)، نـرـتـسـيـو ةـخـطـل تـاـيـنـقـتـل
عـم لـعـاـفـتـي ELISA، و (IF/ICC) يـعـاـنـمـال قـلـأـتـلـاو
يـف نـيـكـوبـيـدـأل ثـاـحـبـأل بـسـانـم .نـاـرـئـفـال
تـاـبـاـهـتـلـالـاو يـئـاذـغـال لـيـثـمـتـل تـاـسـاـرـد
ةـنـمـسـلـاو.

ديـزـمـال فرـعـا

لـمـاعـمـال	ةـمـيـقـال
جـتـنـمـال مـسـا	بـنـرـألـل RARRES2 داضـم مـسـج (pAb)
يـرـعـأ ءـاـمـسـأـتـاـطـاـحـالـم	TIG2; HP10433; RARRES2
عـونـال	يـرـشـب
مـيـجـال فرـعـم (يـرـشـب)	5919
نـيـجـال فرـعـم	5919
دضـتـسـمـال	يـرـشـبـل RARRES2 نـم 17-163 ةـيـنـيـمـألـا صـاـمـألـا لـبـاقـي لـسـلـسـتـى لـعـ يـوتـحـي بـيـكـرـتـلـا دـاعـم يـجـاـمـدـنـا نـيـتـورـب (NP_002880.1)
رـدصـمـال	بـنـرأ
ةـئـفـال	ةـلـسـنـنـل ددعتـم داضـم مـسـج
قـيـبـطـتـال	WB, IF/ICC, ELISA
بـلـاصـتـمـال لـعـاـفـتـال	رأف، يرشـب
SWISS	Q99969
نـيـتـورـبـال نـزـو	نـوتـالـاد وـلـيـك 19
نـحـشـال	جـلـث سـيـك