

J- Reln J- Wb, Ihc-P, Elisa - P78509

رخصن عل مقرر: CM0024469



ةمدقم

م ت RELN لـ ةلـسنل ددعت م بنرأ داضم مسج فشتكـي WB, IHC-P, ELISA. لـ هـم ققحتـلـ يعانـم دلوم .يـنـاذـرـلـاـوـيـرـأـفـلـاـوـيـرـشـبـلـا RELN ثاحـبـأل .(50-190 ةـيـنـيـمـأـضـامـحـأ) بـيـكـرتـلـ داعم .يـومـنـتـلـ ءـايـحـألـ مـلـعـو بـاصـعـألـ مـلـعـ

ديـزـمـلـا فرعا

ةمدعلـمـلـا	تـافـصـاـومـلـا
جـنـمـلـا مـسـا	J- Reln لـ ةلـسنل ددعت م بنرأ داضم مسج
رخـأـءـاسـا/تـاطـاـحـاـلـم	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
عونـلـا	يرشـب
مـيـرـشـبـلـا (يرشـبـلـا) فرعم	5649
يعانـمـلـا دلومـلـا	(NP_005036.2) يرشـبـلـا RELN نـيـتـورـب م 50-190 ةـيـنـيـمـأـضـامـحـألـ قـبـاطـم لـسـلـسـت يـلـع يـوتـحـي بـيـكـرتـلـا داعم يـجـامـدنـا نـيـتـورـب
ردصـمـلـا	بنرأ
ةـئـفـلـا	ةـلـسنـلـا ةـدـعـتـم ةـدـاضـم مـاسـجـأ
قـيـبـطـتـلـا	WB, IHC-P, ELISA
ةـيـلـعـاـفـتـلـا	ذـرـج ,رأف ,يرشـب
SWISS	P78509
نـيـتـورـبـلـل يـئـيـزـجـلـا نـزولـا	388 نوتـلـاد وـلـيـك
نـحـشـلـا	جـلـث سـيـك