

Repin1 J- Wb، Elisa - Q9Bwe0 دض ةلېسننل ددعت م داض م سرج رصننعل مقرر: CM0023589

ةمدقم

REPIN1، دض ةلېسننل ددعت م بنرأ داض م سرج فشتكې. ELISA و Western blot ل ه ن م ققحتُم طبر نيتورب وهو، يرأفل او يرشبل REPIN1 مېظنت ي ف طروت م نوتلاد وليك 64 نزوب DNA ايجولوي ب ثاحبال يلاثم. ديدجل او نوهدل اضيأ ضيال او ةيلخل

ديزملل فرع

راي عمل	ةم ي قل
ج ن م ل م س	REPIN1 (pAb) ةلېسننل ددعت م داض م بنرأ م سرج
رخأ ءام س/ات اطحال م	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
يحل نئاكل	ناسنل
م يجل فرعم	29803
يعانم ل دضت س م ل	REPIN1 (NP_037532.2) يرشبل REPIN1 م 376-567 نينيمال اضا مأل عم قفاوتي لسلسل عل يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ل	بنرأ
ةفلا	ةلېسننل ددعت م داض م ماسجأ
قبطتل	WB, ELISA
لدابتل لعافتل	رأفل، انسنل
SWISS	Q9BWE0
نيتوربلل يئيزجل نزول	نوتلاد وليك 64
نشل	ديرت سيك