

هيبرغلا تاقيبطت لل Rfc3 دص ةليسننلا ددعت ماضم مسج P40938 - يعانملا يميزنإلأ صرقلأ ةيطقنلا

مصنوع ال مقرر: CM0030061



ةمدقم

فدهتسي ةليسننلا ددعت ماضم مسج نم ققحتلا مت، يرشب ال RFC3 ني تورب يبرغلأ فاشننلا تاقيبطتلا هتي حالص نع فشكي. يعانملا يميزنإلأ صرقلأ رألأ و ناسنإلأ تاني عي ف RFC3 ني تورب يوونلأ صرقلأ فاضت ثا بآل ياساسأ. ذرقلأ و PCNA ني تورب طبرو.

ييزملا فرع

ةمعلملا	ةمقلا
مستعمل المس	RFC3 Rabbit pAb
مستعمل المس / مستعمل المس	RFC38, RFC3
مستعمل	ناسنإ
مستعمل (ناسنإلأ) فرع	5983
مستعمل فرع	5983
يعانملا دصتسملا	يرشب ال RFC3 ني تورب (NP_002906.1) 1 نم ةيمنيألأ صامألأ عم قفاوتي لسلسلت يلع يوتحي فلتؤم يجامدنأ ني تورب
مستعمل	بنرأ
مستعمل	ةليسننلا ددعت ماضملا ماسجلأ
مستعمل	WB, ELISA
مستعمل	مستعمل، رآف، ناسنإ
مستعمل SWISS	P40938
مستعمل	مستعمل وليك 41
مستعمل	مستعمل سيك