


رابط خال Rfc4 دض ةليسننلا ددعتم يبنرألا داضملا مسجلا P35249 - يبرغل فاشننلا

رصننعل مقرر: CM0029890



ةمدقم

دض ةليسننلا ددعتم يبنرألا داضملا مسجلا اذه
WB و تارابتخا يف مادختسالل قدصم RFC4
ذرجلاو ناسنإلا تاني ع يف ELISA و IP و IF/ICC،
ضمحلا خاسننسا تاساردل آيلا ثم هلعجي امم
PCNA. ني تورب طبرو يوونلا

ديزملا فرعإ

رايعملا	ةمقلا
جتنملا مسا	RFC4 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ / تاطحالما	A1; RFC37; RFC4
عونلا	ناسنإ
ناسنإلل فرعم	5984
نيجلا فرعم	5984
يعانملا دضتسملا	NP_002907.1) يرشبلا RFC4 ني توربلا 363 لىل 204 نم ةينيما ضامحأ لسلسلست لىل عيوتحي فلتؤم يجامدنا ني تورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةليسننلا ددعتم داضملا ماسحألا
قبطتلا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
لدابتل لعافتلا	ذرج، ناسنإ
زمر SWISS	P35249
ني توربلا نزو	نوتلاد وليك 40
نحشلا	جلت سيك