


Rhog J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84095

رصاصن عل مقرر: CM0023061



ةمدقم

م ت RHOG دض لئاسنل ددعت م بنراً داضم
ل Western blot (WB), IHC-P,
IF/ICC, و ELISA. عم لدابت م لكشب لعافت ي
يلاثم. يذرجل او، يرأفل او، يرشب ل RHOG
ايالخل ةج هو، يعانم ل طباشت ل ثاحبأل
ناطرسل او.

ديزم ل فرعا

لماعلم	ةمقل
جت نمل م سا	RHOG Rabbit pAb
راع تسم م س/ات اطحال م	ARHG; RHOG
عونل	ناسن
GeneID (ناسن)	391
GeneID	391
دض تسم ل	ي رشب ل RHOG م 50-150 ةني مأل اصامأل ل خاد لسل ست عم قفاوت ي يعانط صا دي تبب (NP_001656.2)
ردصم ل	بنراً
ةئفل	لئاسنل ددعت م ةداض م اسجأ
قبطط ل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لخاد تمل لعافت ل	ذرج، رأف، ناسن
SWISS	P84095
ني توروبل نرو	21kDa
نحش ل	جلت سيك