


Elisa و Ihc-P و Rnf8 جـ Wb دى بنرألل ةللسنل اىداأ داضم - 076064

CM0006724 : رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

متم RNF8 دض بنرألل ةللسنل اداأ داضم
(Western blot)، ببغل لحنمل هنم ققحتل
نيتيوكي بوي زاغل نع فشكي. ELISA، و IHC-P،
(~56 kDa) يذجل او يرأفل او يرشبل RNF8 لـ E3
ي وونل اضمحل فلت االصا يف كراشمل او

دي زملا فرعا

معلومات	الاسم
مستضاد	RNF8 Rabbit mAb
مستضاد/مستضاد	hRNF8; RNF8
النوع	إنسان
مستضاد (إنسان)	9025
مستضاد	9025
مستضاد	(NP_003949.1) يرشد إلى RNF8 من 1-260 في نيماض المأخذ على يوتيبي كرتل داغ جادمان ني تيورب إبي كرتل داغ ني تيورب
مستضاد	بن
مستضاد	مستضاد
مستضاد	WB, IHC-P, ELISA
مستضاد	درج، راف، إنسان
SWISS	O76064
مستضاد	56kDa
مستضاد	جلت سي