


J- Rpa70/Rpa1 J- Wb, Ip, Elisa, Chip - P27694

رقم المنتج: CM0005523



مقدم

هذا المنتج هو جسم مضاد مضاد للبروتين RPA70/RPA1 (P27694) الذي يستخدم في اختبار Western Blot (WB)، Immunoprecipitation (IP)، Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)، وChromatin Immunoprecipitation (ChIP). هذا الجسم المضاد يمكن استخدامه في اختبار الـ WB، IP، ELISA، وChIP. هذا الجسم المضاد يمكن استخدامه في اختبار الـ WB، IP، ELISA، وChIP.

معلومات إضافية

معلومات إضافية	معلومات إضافية
معلومات إضافية	J- RPA70/RPA1 J- Wb, Ip, Elisa, Chip - P27694
معلومات إضافية	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
معلومات إضافية	ناسن
معلومات إضافية	6117
معلومات إضافية	6117
معلومات إضافية	يستخدم في اختبار الـ WB، IP، ELISA، وChIP.
معلومات إضافية	ناسن
معلومات إضافية	هذا الجسم المضاد مضاد للبروتين RPA70/RPA1
معلومات إضافية	WB, IP, ELISA, ChIP
معلومات إضافية	ناسن، ذج
معلومات إضافية	P27694
معلومات إضافية	نوت لاد وليك 68
معلومات إضافية	جالت سيك