


Anti-Rpl13 ب نرأ ةل س ن ل د ح و د ا ض م Elisa - P26373

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0005171



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ل د ح و د ا ض م
ي ف م ا د خ ت س ا ل ل (eL13) ي ر ش ب ل RPL13
ا ف ب ر غ ل ب ي س ر ت ل (Western blotting), IHC-P,
IF/ICC, و ELISA. ر أ ف ل ا ع م آ ب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت ي
م و س و ب ي ر ل ا ت ا ن ي ت و ر ب ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م . ذ ر ج ل ا و
م ا ط ع ل ا ر و ط ت و .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	RPL13 Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م ن ج ل ا ف ر ع م (ن ا س ن ا)	6137
م ن ج ل ا ف ر ع م	6137
د ص ت س م ل ا	(NP_150254.1) ي ر ش ب ل RPL13 ن م 1-100 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل س ن ل د ح و د ا ض م م ا س ح ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج , ر أ ف , ن ا س ن ا
SWISS	P26373
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	18kDa/24kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك