


## دض ةلېسننل ددعت م داض م سح Elisa - P62750

رصننعل مقرر: CM0026133



### ةمدقم

دض بنارأل نم ةلېسننل ددعت م داض م سح  
نيتورب (يرشب ال RPL23A نيتورب  
ف مادختسالل دم تعم ، 60S L23a موسوبيرل  
WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA؛ غم آنيا بتم لعافتي  
تاموسوبيرل ثا بأل يلاثم . ذجل او رأفل  
ناطرسلل تاساردو

ديزمل فرع

| تال ماعمل             | تافصاومل                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| جتنم المس             | RPL23A Rabbit pAb                                                       |
| راعتسم مسا / تاطحال م | L23A; uL23; MDA20; RPL23A                                               |
| عونل                  | يرشب                                                                    |
| نيجل فرع م            | 6147                                                                    |
| نيجل فرع م            | 6147                                                                    |
| يعانم دضتسمل          | يرشب ال RPL23A نيتورب 156 لى 1 نم ةلېسننل ددعت م داض م سح (NP_000975.2) |
| ردصم                  | بنرأ                                                                    |
| ةفلا                  | ةلېسننل ددعت م داض م سح                                                 |
| قبطتل                 | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                |
| لدابتل لعافتل         | ذج ، رأف ، يرشب                                                         |
| SWISS                 | P62750                                                                  |
| نيتورب نزو            | نوتلاد وليك 18                                                          |
| نحشل                  | جلت سيك                                                                 |