

Rpl30 مضخة ليسنج لدعتم بيبنارأل اداضم المسجل
Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P62888

CM0017188 :رصنعلا مقر

مقدم

ةدوجل اليلاع ةليسنللا ددعت م بي نأرا داضم مسج
L30 يرش ب ل ا موسوب يار ل ا ني تور ب فدهت سي
WB، IHC-P، ا ق ي ب ط ل ل ه د ا م ت ع ا م ت . (RPL30)
ن ا ر ئ ف ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ع ا ف ت ه ل و ؛ ELISA و IF/ICC
ا م و س و ب ي ا ر ل ا ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ن ا ذ ج ل ا و
ة م ج ر ت ل ا و .

دی زملہ فرعہ



معلومات	الاسم
جهاز اختبار	RPL30 Rabbit pAb
هوية المنتج / اسم الشركة	L30; eL30; RPL30
نوع الاختبار	إشعاعي
حساسية (إشعاعي)	6156
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	6156
توافق مع البروتوكولات	(NP_000980.1) RPL30 إيجابي و RPL30 سلبي في كل من 1 و 115 يوم بعد الإصابة بالعدوى
ردود الفعل	لا يوجد
التعليقات	هذا المنتج قد تم استخدامه في التجارب
المواصفات	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
الشركة المصنعة	ذو، راف، إشعاعي
SWISS	P62888
نوع العينات	نموذج أولي 13
ملاحظات	جلبت سرياً