

Rpl36Al - داضم الة لسي سننلا ددعت م داضم ال م س ج ل Elisa - Q969Q0 و If/Icc و Wb تاقي بطتل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0017352

ة م د ق م

دض بنارأل نم ة لسي سننلا ددعت م داضم م س ج RPL36AL يرش بل موسوب يرل ني تورب (L36a ب ه ي ب ش 60S موسوب يرل ني تورب)، ة يرول فل ة عانم لا ، ي برغل احي طلتل بسانم ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م ل ع ا ف ت ي . ELISA و ة م ج ر ت ل ل ا و موسوب يرل ا ت ا ني تورب ت ا س ا ر د ل .

دي زم ل فر ع ا

ل م ا ع م ل	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	RPL36AL Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL
ع و ن ل ا	يرش ب
م (يرش ب) ني ج ل ا فر ع م	6166
ني ج ل ا فر ع م	6166
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(NP_000992.1) يرش بل RPL36AL ني تورب م 106 ل ا 1 م ن ة ي ن م ا ل ا ض ا م ا ل ا ل ث م ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ج ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ني تورب
ر د ص م ل ا	ب ر أ
ا ف ل ا	ة لسي سننلا ددعت م داضم ال م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، يرش ب
SWISS	Q969Q0
ن و ت و ر ب ل ا ن و	12 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك