


دعامة بروتين Rplp0 ج- Wb, If/Icc, Elisa - P05388

رقم المنتج: CM0029639



مقدمة

هذا المنتج هو دعامة بروتين Rplp0 ج- Wb, If/Icc, Elisa - P05388 (UniProt P05388).
يستخدم في اختبار Western Blot (WB) و IF/ICC و ELISA. رؤف ال غم لدابت م لعافت غم،
تاني توروب ال نع ري بعث ال تاسار دل
ف م ك ح ث ال تاق ي بط و ة ي م و س و ب ي ر ال
ل ي م ح ث ال.

ديز م ال فرع

معلومات	معلومات
ج ت م ال م س ا	RPLP0 Rabbit pAb
ة راع ت س م ء ا م س ا / ا ط ا ح ال م	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
ع و ن ال	ي ر ش ب
م ج ال فرع م	6175
م ج ال فرع م	6175
ي غ ا ن م ال د ص ت م ال	ي ر ش ب ال RPLP0 (NP_000993.1) م ن ة ي ن ي م ال ا ص ا م ح ال ا غ م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر ا
ة ف ال	ة ل ي س ن ال ة د د ع ت م ة د ا ص م ال ا م ا س ح ال ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ال ل ع ا ف ت ال	ي ر ا ف ، ي ر ش ب
SWISS	P05388
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ا د و ل ي ك 34
ن ح ش ال	ي ج ل ث س ي ك