


تاينقتل Rps3 - ج داضم يبنارأ باسنأل ددعتم داضم مسج Wb و Ihc-P و If/Icc و Elisa - P23396

مصنوع ال مقمر: CM0024016



مقدم

موجع ال يلاع باسنأل ددعتم يبنارأ داضم مسج
WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA، تاينقتل RPS3 -
فدهتسي. ذرعالو رأفلو ناسنإل عم لعافت
40S، موحول نم S3 يموسوبيرل نيوتوربل
يوونل ضحلل حالصإو مچرتل ي ف كراشم
ةللخل ايجولويب ثاأبال يلاثم. ةتامتسالو

ذي زم الفرع

راي عم ال	م ي ق ل ا
جت نم ال مس	RPS3 Rabbit pAb
مراعسم ءامسأ / تاطحال م	S3; uS3; RPS3
عون ال	ناسنإ
م نجل ال فرع	6188
م نجل ال فرع	6188
يعانم ال دضتسم ال	(NP_000996.2) يرشب ال RPS3 نيوتوربل 243 إل 1 نم ةني مأل ضامأل لباق ي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتوربل
ردصم ال	بنرأ
ةف	باسنأل ددعتم داضم ال ماسجال
ق ي ط ط ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذرع، رأف، ناسنإ
زمر SWISS	P23396
نيوتوربل نزو	نوتلاد وليك 27
حش ال	جلت سيك