


J- (Polyclonal Antibody) ةل س ن ل د د ع ت م Rrm2 د ا ض م Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31350

م قر : ر ص ن ع ل م ق ر CM0029840



ة م د ق م

RRM2 د ض ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ل د د ع ت م د ا ض م
و WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ة ل ب س ا ن م , ر ش ب ل
ر أ ف ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي .
ELISA. ث ا ح ب أ ل ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت . ذ ر ج ل ا و
ت ا د ي ت و ي ل ل ك و ي ن ل ل ل ي ث م ت ب ة ق ل ل ع ت م ل
ي و و ن ل ل ض ح ل ل ق ي ل خ ت و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت م ن ل م س ا	RRM2 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ا ط ا ح ا ل م	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
ن ا س ن ا (ا ن س ن ا) ف ر ع م	6241
ن ي ج ل ا ف ر ع م	6241
د ض ت س م ل ا	(NP_001025.1) ر ش ب ل RRM2 ن م 1-389 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب .
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج , ر أ ف , ن ا س ن ا
SWISS	P31350
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	45kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك