


Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin J- Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Y265

رخصن عل مقرر: CM0004130



مقدم

بنرأل نم ةدوجل ال اع ةل س ن ل د ح و د ا ض م
فدهت س ي و ب ي ك ر ت ل د ي ع ي
RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). ق ق ح ت ل م ت
و ELISA و IHC-P و Western blot ل ه ت ح ص ن م
رأف ل و ن ا س ن إ ل ع م أ ب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت ي و ؛
ChIP ل ي ك ش ت ة د ا ع إ ة س ا ر د ل ب س ا ن م . ذ ر ج ل و
ت ا ر ا ش إ و ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ل ص إ و ن ي ت ا م و ر ك ل
م ا ر و أ ل ا .

دي ز م ل ا فر ع ا

ل م ا ع م ل	م ي ق ل ا
ج ت م م ل م س ا	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ا ت ا ح ا ل م	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ
م (ن ا س ن إ) ن ي ج ل ا فر ع م	8607
ن ي ج ل ا فر ع م	8607
د ض ت س م ل ا	ر U V B L 1 / T I P 4 9 A / P O N T I N ن م 3 5 0 - 4 5 6 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (Q 9 Y 2 6 5) ي ر ش ب ل ا
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د ح و د ا د ا ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	W B , I H C - P , E L I S A , C h I P
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج , ر أ ف , ن ا س ن إ
SWISS	Q9Y265
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	50kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك