

(Wb) يبرغال لىسرتل ل S100A10 دى لئاسنل ددعت م داضم (If/Icc) ةيولخل ةعانملاو (Ihc-P) ةيجيسنل ةعانملاو Elisa - P60903 ةسياقمو

رصنعل مقرر: CM0018470



ةمدقم

S100A10 دى بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم
WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA. ل هـم ققحتلا م
يذجل او يرأفل او يرشبل S100A10 فشكي
ميظنتو ANXA2 لعافت تاساردل بسانم
نيتوربل ةرفسف.

ديزمل فرعا

لماعملا	ةميقل
جتنملا مسا	S100A10 Rabbit pAb
راعنسم مساتاطحال م	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
عاونالا	ناسن
GeneID (ناسن)	6281
GeneID	6281
دضتسملا	(NP_002957.1) يرشبل S100A10 نم 1-97 ةينيالاصامحال عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	لئاسنل ددعت م داضم ماسجا
قبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ذج، راف، ناسن
SWISS	P60903
نيتوربل نزو	11kDa
نحشلا	جلت سيك