

S100A11 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - دس ةلېسنل ايداحأ داضم - P31949

رصنعل مقرر: CM0002486

ةمدقم

داغُم بنرأ نم فّتؤم ةلېسنل ايداحأ داضم S100A11، يرشبلل نيّتورب لل بيكرتلل بيبرغلل ايعانملا خيطلتل اياقيبطتل بسانم ةعانملاو، ةيجيسنل ةعانملاو (Western blot)، ثاحبألل مُمص ELISA. ةينقتو، ةئيضملا اياخلل زيامت ايلعل ةقلعتملا نرقتلاو ةينيتاريلل.

ديزملل فرعا

رايعملا	ةميلا
جتنملا مسا	S100A11 Rabbit mAb
راعتسم مسا/اتاطحالم	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
عونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	6282
GeneID	6282
دصتسملا	بيكرتلل داغُم نيّتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسنل ايداحأ داضم
قيبطتلل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ناسنإ
SWISS	P31949
نيّتوربلا نزو	12 kDa
نحشلا	جلت ةبيقيح