

S100A12/Cgrp - داضم يبنرأ لسنلا ديحو داضم مسج
Elisa - P80511 و If/lcc و Wb تاي نقتل

CM0005569: رصنع لاقر



مقدم

ةدوج اليلاع يبنر لسنل دي و داضم مسج
 ،يرش ب ال S100A12/CGRP ني و ر ب ال فدهت سي
 و WB تاي نقتل هت ي حال ص نم ققحت ال م
 باهت ال ا ثا ح أ ب س ان م . ELISA و IF/ICC
 داعم أشن م دضت سم . ةي ع ان م ال ة با جت سال او
 نو ت لاد ولي ك 10 ي ئي ز ج ال هنزو ، بي كرتل ال

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
اسم المنتج	S100A12/CGRP - لـ بي بى نرأ لس نل دي و داص م س ج
البروتين / التغيرات	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
نوع الاختبار	يرش ب
(يرش لل) فرع م	6283
فرع م	6283
تعليمات الاستخدام	S100A12/CGRP (NP_005612.1). يرش ب ل ني تورب ال م 92 ل ل 1 م ني ني م ا ص ا ح ا لس لس ست ي ل ع ي و ت خ ي ك ي ر ت ر ل ا دا غ م ي ج ا م د ن د ني تورب
ردص م	بن ر
الشكل	لي س ن ل ة دي و ة داض الم اس ح أ ل
التقنيات	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتم الاعاقا	يرش ب
SWISS ان اي ب ة دعا ق	P80511
ني تورب ال زو	نو تولاد ولي ك 10
نحش ل	ي ج ل ث س ي ك ي ف