

S100A7/Psoriasis J- Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

رقم المنتج: CM0022969



مقدم

هذا المنتج هو من عائلة بروتينات S100A7/Psoriasis، والتي تستخدم في اختبار WB، IHC-P، ELISA. هذا المنتج هو من عائلة بروتينات (2-101) التي تستخدم في اختبار WB، IHC-P، ELISA. هذا المنتج هو من عائلة بروتينات (2-101) التي تستخدم في اختبار WB، IHC-P، ELISA.

[يرجى زيارة](#)

الاسم	الاسم
اسم المنتج	S100A7/Psoriasis Rabbit pAb
الاسم/الاسم/الاسم	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasis
الاسم	الاسم
الاسم	6278 (الاسم)
الاسم	S100A7/Psoriasis (NP_002954.2) من 2-101 عائلة بروتينات (2-101) التي تستخدم في اختبار WB، IHC-P، ELISA.
الاسم	الاسم
الاسم	الاسم
الاسم	الاسم
الاسم	الاسم
الاسم	الاسم
الاسم	الاسم
الاسم	الاسم
الاسم	الاسم