

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05109 جليسنال ددعت م بنرال S100A8 داضم - P05109

CM0019461: رصنعل مقرر



ةمدقم

نم ةليسنال ددعت م داضملا اذه recognizes ي في (MRP8/أ-نيلونارجلاك) S100A8-ل بنرال ميسرترلل بسانم. ذرجلو رأفلو ناسنإل ةيعانملا ةعانملاو، (Western blot) يبرغل ةيجيسنللا ةعانملاو، (immunofluorescence) ةساردل يلاثم. ELISA، و (immunohistochemistry) ةيعانملا ةباجتسالو، ةيباهتلالا تايلملعل، ةيناطرسل ماروأل تارشؤمو.

ديزل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	S100A8 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ/تاطحالام	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, L1Ag, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
عاونال	ناسنإ
نيسنإل فرعم	6279
نيسنإل فرعم	6279
دضتسملا	NP_002955.2) يرشبالب S100A8 نم 1-93 ةينيمألا ضامألا عم قفاوتل لسلسل عل يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةليسنال ددعت م داضأ
قبطتلا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقتلمل لعافتلا	ذرل، رأف، ناسنإ
SWISS	P05109
نيتوربال نزو	11kDa
نحشل	جلت سيك