

و Wb - J1 S100A8 - ج داضم يبنارأ ةلېسننل ددعت م داضم مسج Ihc-P و Elisa - P27005

ررضنعل مقرر: CM0022011

ةمدقم

ج داضم يبنارأ ةلېسننل ددعت م داضم مسج
م ت. (أ نېلونارجل لك، MRP8) يرأفل S100A8
يبرغل فاشنل ج-ل هتيحالص نم ققحتل
ن ع فشكي. ELISA و IHC-P و (Western blot)
طيسو وهو، ناذرل و نارئفل ي S100A8
نوتلاد وليك 10 يئيزجل هنزو غلبي يباهتل.

ديزمل فرعا

ةمدعمل	ةمقيل
جت نمل مسا	S100A8 Rabbit pAb
ةراعت سمل ءامسأل/اتاطحال م	p8; B8Ag; CFAg; Caga; MRP8; CP-10; 60B8Ag; S100A8
عونل	رأفل
م (ناسنل) نجل فرعم	6279
نجل فرعم	20201
يعانم دصت م	فلتؤم نيتورب
ردصم	بنرأ
ةئفل	ةلېسننل ددعت م داضم ماسأل
قېبطتل	WB, IHC-P, ELISA
لدابت مل لاعفتل	نرأل، رأفل
SWISS	P27005
نيتورب نرو	نوتلاد وليك 10
نشل	جلت سيك