

تاقي ببطت لل S100A8 دض يبنرألا ةليسننلا ديحو داضم مسج Wb و If-P و Ihc-P و Elisa - P05109 / P27005

رصننعل مقرر: CM0009719



ةمدقم

S100A8 يبنرألا ةليسننلا ديحو داضم مسجلا هتيحالص نم ققحتلا مت داضم مسج وه يدل ELISA و IHC-P و IF-P و WB تاقي ببطت لل نيتوربلا فدهتسي . نارئفلاو رشبلا مويسلالكلا ب طبترم نيتورب وهو ، S100A8 ةيباهتلالا تاي لمعلل ميظنت في كراشي ةيعانملا ةباجتسالو .

ديزملا فرعلا

ةمقلا	ةمقلا
جتنملا مسا	S100A8 Rabbit PolymAb®
ءامسألا / تاطحالما ةراعتسلا	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8; B8Ag; CFAG; Caga; 60B8Ag
عونلا	رأف / ناسنإ
م (ناسنإلل) جيل فرعم	6279
جيل فرعم	6279 / 20201
يعانملا دضتسملا	يرأفلا / يرشبلا S100A8 نيتورب نم 93 إلى 1 نم ةينمألا ضامألا نمي لسلسلت ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب فلتؤم نيتورب (P05109/P27005).
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةليسننلا ةديحو ةداضملا ماسألا
تاقي ببطتلا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
لدابتملا لعافتلا	رأف ، ناسنإ
SWISS	P05109/P27005
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 11 / نوتلاد وليك 10
نحشلا	جلت سيك