


Wb، J- S100P ل- داضم بنراً ةلېسنل ي داحاً داضم مسج Elisa - P25815 و، If/Icc

مقرر: CM0002054



ةمدقم

فدهتسي بنراً ةلېسنل ي داحاً داضم مسج
نم ققحتل مت، يرشبل S100P ني تورب
ةعانملاو، Western blot، ل هتحص
ELISA، و، ةيغانملا ايالخل اءيمكي/ةقلأتملا
في S100P فشتكي؛ بيكرتل داعم يغانم دلوم
مويسلال تاراشإ ثاحبأ تاقيبطت
ناطرسل او.

ديزملل فرع

راي عملا	ةمقلا
جت نملا مسا	J- S100P ل- بنراً ةلېسنل ي داحاً داضم مسج
يرغأ ءامسا/تاطاحلا م	MIG9; S100P
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجلل فرع م	6286
نجلل فرع م	6286
يغانملا دلوملا	(NP_005971.1) يرشبل S100P ني تورب نم 1-95 ةيغانملا صامحألل قباطم لسلست يلغ يوتحي بيكرتل داعم يغانملا ني تورب
ردصملا	بنراً
ةئفلا	ةلېسنل ي داحاً ةداضم ماسج
قيبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
كرتشملا لعافتلا	يرشب
SWISS	P25815
ني توربلل يئيزجلل نزولا	نوتلاد وليك 10
نحشلا	جلت سيك