


Sdc4 مض بنرألل (Polyclonal) ةل س نل ددعت ماض م س ج Wb و Elisa - P31431 تاق ي ب ط ت ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0024147



ة م د ق م

بنرألل ة د و ج ل ي ل ا ع ة ل س ن ل د د ع ت م ا ض م س ج
م ت ، (Syndecan-4) يرش ب ل SDC4 ن ي ت و ر ب ض
Wb و ELISA تاق ي ب ط ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل
ت ا ل ص ي و ح ل ل ي و ي ح ل ق ل خ ت ل ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م
ت ا ص و ح ف ر ي و ط ت و (exosome) ة ي ج ر ا خ ل
و ل ي ك ~22 ن ز و ب ة م ز ح ي ل ع ف ر ع ت ي . ص ي خ ش ت ل
ن و ت ل ا د .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ل ل
ج ت م ل م س ا	(ب ن ر أ) ة ل س ن ل د د ع ت م SDC4 ا ض م س ج
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ل م	SYND4; SDC4
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
م ج ل ف ر ع م (ي ر ش ب)	6385
ن ج ل ف ر ع م	6385
ا م ت س م ل ا (Immunogen)	ي ر ش ب ل SDC4 م 145-19 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_002990.2)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ل ف ا	ة ل س ن ل د د ع ت م ة ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت ل ا ع ا ف ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	P31431
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 22
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك