


J- Sdhc J- Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99643

رخصن عل مقرر: CM0007368



ةمدقم

SDHC دض بنرأ ةل س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م س ج
J- WB، ه ن م ق ق ح ت م (CYBL، SDH3)، يرش ب ل ا
رأ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي . IF/ICC، IHC-P، ELISA.
ب ك ر م ل ا ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و
ي ن ا ث ل ا ي ل ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا .

دي ز م ل ا فر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	SDHC (mAb) ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل ا م	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
ع و ن ل ا	يرش ب
ن ي ج ل ا فر ع م (GeneID)	6391
ي ع ا ن م ل ا د ل و م ل ا	(NP_002992.1) يرش ب ل ا SDHC م 1-100 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ء ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
ك ر ت ش م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q99643
ن ي ت و ر ب ل ل ي ء ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 19
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك