

Anti-Sema3C J- Wb, If/Icc, Elisa - Q99985

رخصن عل مقرر: CM0015556

ةمدقم

مت SEMA3C ةل س ن ل ددعت م بنرأ داضم مسج فشك ي. ELISA و IF/ICC و WB- ل ه ن م ققحت ل م ظن م ل ، يرأف ل او يرش ب ل 3C- ن يروفام ي س ل ة ي و م د ل ة ي ع و أ ل او ب ل ق ل روط ت ل ي س ي ئ ر ل ، روط ت ل ثا ح ب أ ل ب س ا ن م . ي ب ص ع ل ز ا ه ج ل او

دي ز م ل فر ع

ةمد عم ل	ةمد ي ل
ج ت ن م ل م س ا	SEMA3C م س ج (pAb) ة ل س ن ل ددعت م بنرأ داضم م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	SemaE; SEMAE; SEMA3C
ن ئ ا ك ل	ن ا س ن ا ل
م ج ل فر ع م (GeneID)	10512
ي ع ا ن م ل د ص ت م ل (Immunogen)	NP_006370.1) يرش ب ل SEMA3C ن ي ت و ر ب ن م 21-330 ة ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ئ ف ل	ة ل س ن ل ددعت م داضم م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ا م ت ل ع ا ف ت ل	رأ ف ل ، ن ا س ن ا ل
SWISS	Q99985
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل	ن و ت ا د و ل ي ك 85
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك