

جـل بنرأل نم باسنأل ددعتم Sema4A (Semaphorin-4A) داضم Wb، If/Icc، Elisa - Q9H3S1

رصنعأل مقرر: CM0021093

ةمدقم

مت بنرأل نم باسنأل ددعتم SEMA4A داضم
ناسنأل ربع WB، IF/ICC، ELISA جـل هـنم ققحتأل
تاراشإ ةساردل يللاثم. ذرجأل، رأفأل
ةعانمل او باصعأل ثاحبأ يف نيروباميسأل
IVD. ساياقم ريوطتو

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقأل
جتنمأل مسأ	SEMA4A Rabbit pAb
راعنسم مسأ/تاطحال م	RP35; SEMB; SEMAB; CORD10; SEMA4A
عاونأل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	64218
GeneID	64218
دضتسمأل	SEMA4A (NP_071762.2) يرشبأل SEMA4A نم 320-580 ةنييمأل ضامحال عم قفاوتي لسلست يلغ يوتحي بيكرتأل داغم يجامدنأ نيروب
ردصمأل	بنرأ
ةئفأل	باسنأل ةددعتم ةداضم ماسجأ
قبطتأل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتمأل لعافتأل	ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q9H3S1
نيروبأل نزو	84kDa
نحشأل	جلت سيك