


Anti-Semaphorin 4D / Cd100 J- Wb, Ihc-P, Elisa - Q92854

رخصن عل مقرر: CM0003295



ةمدقم

ةفلأل يلاع بنرألل ةلئسنل يداأ داضم
م ت. يرشبل ال Semaphorin 4D/Cd100 فدهتسي
WB, IHC-P, ELISA. تاقئببطل هتص نم ققحتل
ةمئظنتل ةعانمل ةسارذل يلاثم،
semaphorin-plexin تاراشإو، يبعصل روطتل او
ةيصئشتل ثاأبألل ف.

دئزل فرعا

لماعلم	ةمئل
جتنم الم س	Semaphorin 4D / CD100 Rabbit mAb
ةراعتسم ءاسأ/تاطحال م	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
عونل	ناسن
(ناسن) نئجل فرعم	10507
دصتسم	Semaphorin 4D / CD100 م 100-200 ةنئمأل اصامأل عم قفاوتئ لسلست ىلع يوتئ بئكرتل داغم ئامدن ئئورب (NP_006369.3)
ردصل	بنرأ
ةئل	ةلئسنل يداأ داضأ
قئببطل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتلم لعاقتل	ناسن
SWISS	Q92854
نئوربل نزو	96kDa
ئشل	جلت ةبئق