


جـ Semaphorin-4D/Cd100 مضى بنرألل ةلئسنللا يداحأ داضم If/Icc و Fc و Elisa - Q92854

مصنوع المر: CM0007583



مقدم

بنرألل نم recombinant ةلئسنللا يداحأ داضم مضى Semaphorin-4D/CD100 يرشبلل. مـ ELISA و FC و IF/ICC لـ هتجالص نم ققحتلل نزوب ةللخلل أئحطس أل بقتسم فدهتسي ائلل نئوكت فئ كراشي نوتلاد وئلك 82/96 لئلا مـ. ةئعانملا ةباجتساللاو ةئببصلل ةعانملا ملعو باصلأل مولع ثاأبأل

ئزملا فرعا

لماعمل	همللا
جتنملا مسأ	Semaphorin-4D/CD100 Rabbit mAb
ةراعتسم ءامسأ/أطاحالم	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D; Semaphorin-4D/CD100
عاونأل	ناسنأ
GeneID (يرشب)	10507
GeneID	10507
دصتسملا	Semaphorin-4D/CD100 نم 22-734 ةئئمألل صامألل عم قفاوتئ لسلست ىلع ئوتئ recombinant ئئامدنأ ئئورب (NP_006369.3) يرشبلل
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنللا يداحأ داضأ
قئببطللا	IF/ICC, FC, ELISA
عطاقتللا لعاقتلا	ناسنأ
SWISS	Q92854
نئئوربلا نزو	82kDa/96kDa
نئشللا	جلت سئك