

في مادختس ال Semg1 دض ةل س ن ال ددعت م داض م س ج Elisa - P04279 و تول ب ن رت س ي و ر ص ن ال م ق ر : CM0020786



ة م د ق م

دض ب ن ر ال ن م ةل س ن ال ددعت م داض م س ج ب س ن م ، (SEMG1) يرش ب ال 1-ن ل ل ي و ن ي م ي س ع م ل ع ا ف ت ي . ELISA و تول ب ن رت س ي و ة ن ق ت ل ي ط غ ي ي ع ا ن م ل دض ت س م ل ؛ ة يرش ب ال ت ا ن ي ع ل ا ث ا ح ب ال ي س ا س ا . 312-462 ة ي ن ي م ال ا ض ا م ح ال ة ب و ص خ ل ل و ر ث ا ك ت ل ا ي ج و ل و ي ب .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ن ن م ل م س ا	SEMG1 (pAb) ب ن ر ال ن م ةل س ن ال ددعت م داض م س ج
ي ر خ ا ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	SEMG1: CT103؛ SEMG: SGI: dJ172H20.2؛ 1-ن ل ل ي و ن ي م ي س
ع و ن ل ا	يرش ب
ن ج ل ا ف ر ع م (GeneID)	6406
ي ع ا ن م ل دض ت س م ل ا	SEMG1 (NP_002998.1) يرش ب ال 312-462 ة ي ن ي م ال ا ض ا م ح ال ق ب ا ط م ل ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ةل س ن ال ددعت م داض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	ELISA، تول ب ن رت س ي و
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	يرش ب
SWISS	P04279
ن ي ت و ر ب ل ل ي ة ي ز ج ل ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 52 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 45
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك ي ف