

J- Anti-Serca2/Atp2A2 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16615

رصدن عل مقر : CM0014713



ةمدقم

دض بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
ل- هنم ققحتل مت ، يرشبل SERCA2/ATP2A2
لغاتف ؛ ELISA، IHC-P، IF/ICC، و Western blot
بسانم . ذجل او رأفل عم لدابتم لكشب
ف داهجل او مويسلال تاراشل ثابأل
ةمزال بودنل ةكبل.

ديزم الفرع

لماعلم	هميقل
جتنم المس	SERCA2/ATP2A2 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
عاونال	ناسن
نجل فرعم (ناسن)	488
نجل فرعم	488
دضتسمال	SERCA2/ATP2A2 (NP_733765.1) يرشبل نم 1-80 ةينمأل ضامأل لخاد لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيوتوب
ردصم	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعتم داضم
قبطتال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتال لغاتل	ذج ، رأف ، ناسن
SWISS	P16615
نيتوربل نزو	115kDa
نحشال	جلت سيك