

و IHC-P و Wb- JI بنرأل نم تادضتسمال ددعتم Serinc1 داضم Elisa - Q9Nrx5

رصنعال مقرر: CM0021605

ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم تادضتسمال ددعتم داضم
مت (1 نيريال جدم) يرشب ال SERINC1
و IHC-P و Western blot تاقيبطتل هنم ققحتال
ذجل او رأفال عم عطاقتم لعافت عم،
ELISA،
يويحل قيلختال في قيقحتلل بسانم
نيريال ليديتافسوفل
تاديبيولوجنيفسالو.

ديزمال فرعا

لماعمال	ةمقلا
جتنمال مسا	SERINC1 Rabbit pAb
راعتسم مسال/تاطحال م	TDE2; TMS2; TDE1L; TMS-2; SERINC1
عونال	ناسن
GeneID (ناسن)	57515
GeneID	57515
دضتسمال	يرشب ال SERINC1 نم 350-453 ةنيمال صامحال لخال لسلسلست عم قفاوت يغانطصا ديتبابيعانطصا ديتباب
ردصمال	بنرأ
ةفلا	تادضتسمال ددعتم داضم ماسحأ
قيبطتال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتمال لعافتال	ذجل، رأف، ناسن
SWISS	Q9NRX5
نيتوربال نزو	50kDa
نحشال	جلت سيك