

Elisa و Ip و Wb لـ Setd3 دض ةليسننل ددعت ماضم مسج Q86Tu7

رصنعلال مقرر: CM0018943



ةمدقم

SETD3 دض ةليسننل ددعت ماضم بنارأ داضم مسج مادختسال قدصم (hSETD3/C14orf154)، يرشبال لثيملي عون. ELISA و IP و WB يف غلبي N، نينيديتسهل نيتكأل زاريفسنارت يلاثم. نوتلاد وليك 67~ يئيزجال هنزو ةليثمال تايلمعو ولخال لكيهل تاسارل.

ديزمال فرع

لماعمال	هميقل
جتنمالمسا	SETD3 Rabbit pAb
ةليدب ءامسا / تاطحالما	hSETD3; C14orf154; SETD3
عونال	يرشب
نيجال فرعم	84193
نيجال فرعم	84193
يعانمال دضتسمال	SETD3 (NP_115609.2) يرشبال ني تورب نم 329 لى 72 نم ةنيئمال ضامألانمض لسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصمال	بنارأ
ةئفا	ةليسننل ددعت ماضمال ماسجال
قبطتال	WB, IP, ELISA
لدابتال لعافتال	يرشب
SWISS	Q86TU7
ني توربال نزو	نوتلاد وليك 67
نحشال	جلت سيك