


و If/Icc و Ihc-P و Wb ل Sf3A3 دض ةل يسننل ددعت م داض م سح Elisa - Q12874

رصننعل مقرر: CM0028032



ةمدقم

ل ق دصم SF3A3 دض ةل يسننل ددعت م داض م سح
WB و IHC-P و IF/ICC و ELISA. عم لعافت
هنزوع ساقم لماع وهو، يذجل او يرأفل او يرشبل
U2 نم ةيغرف ةدحو، نوتلاد وليك 59
الاسرمل انرلا ةجلع م ثاحبأل بسانم snRNP.

ديزل فرعا

لماعلم	ةمقلا
جتنم الم سا	SF3A3 Rabbit pAb
راعنسم مسا / تاطحال م	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
عونلا	يرشب
يغشبل (يغشبل) فرعم	10946
يغشبل فرعم	10946
يعانم الم دضنسم	يرشببل SF3A3 نم 501 لىل 292 نم ةينمأل اضاأال ني م لسلسل علع يوتحي فشتؤم يجامدن ني تورب (NP_006793.1)
ردصم الم	بنرأ
ةفلا	ةل يسننل ددعت م داض م اسحأ
قبططلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابنم لعافت	ذح، رأف، يرشب
SWISS	Q12874
نوتوربل نزو	نوتلاد وليك 59
نحشلا	جلث سيك