


Wb ي ف م ادخ تسال ل Sfpq ل داضم لئاسننل ددعت م داضم مسج Elisa - P23246 و lhc-P و lf/lcc و ip و

رصنعل مقرر: CM0013886



ةمدقم

SFPQ دض بنرأل نم لئاسننل ددعت م داضم مسج هتيحالص نم ققحتل مت (PSF)، يرشبل ELISA و IP و IF/ICC و IHC-P و WB ي ف م ادخ تسال ل ذرل او رأل عمأل دابتمأل عفافت لعافت ي بسانم .نوتلاد وليك 76 :يئيزجل نزلو ا خسنل او ري فضتل ا ثا بأل

ديزم ل فرعا

راي عم ل	هم ي ل
جتنم ل مسا	بنرأل نم لئاسننل ددعت م داضم SFPQ مسج
راع تسمل مسال/اتاطحال	PSF: POMP100: PPP1R140: SFPQ
عون ل	ناسنل
نجل ال فريم	6421
نجل ال فريم	6421
يعانم ل دض تسمل	(NP_005057.1). يرشبل SFPQ نم 578-707 ميني مأل ا ضامأل لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتوب
ردص ل	بنرأل
ةئفا	لئاسننل ددعت م داضم ل ماسجال
قبيطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
لدابتم ل عفافت	ذرل, رأل, ناسنل
SWISS	P23246
نيوتوب ل نزو	نوتلاد وليك 76
نحش ل	جلت سيك