

Wb و Elisa - Q9H9B4 ج ل ب ن ر أ ل ا ن و ل ك ي ل و ب Sfxn1 د ا ض م

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0014195

ة م د ق م

ب ن ر أ ل ا ن م ي ن و ل ك ي ل و ب ل ا د ا ض م ل ا م س ج ل ا ا ذ ه ن ي ر ي س ل ل ل ق ا ن و ه و ، ي ر ش ب ل SFXN1 ف د ه ت س ي ن و ب ر ك ل ل ا ل ي ث م ت ل م س ا ح ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا ي ف ، ELISA و WB ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت . ي د ا ح أ ل ا ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م ب ل ا ص ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي و ض ا م ح أ ل ا ل ق ن ب ة ق ل ل ع ت م ل ا ث ا ح ب أ ل ل ي ل ا ث م ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا ة ف ي ط و و ة ي ن ي م أ ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	SFXN1 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	TCC; SLC56A1; SFXN1
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	94081
ن ي ج ل ا ف ر ع م	94081
د ص ت س م ل ا	(NP_073591.2) ي ر ش ب ل ا SFXN1 ن م 87-322 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا غ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ي ل ا ن و ل ك ي ل و ب ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q9H9B4
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	36kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك