

Sh3Pxd2A جـ لئاسنل ددعت ماضم - Wb، If/Icc، Elisa - Q5Tcz1

رصنع ال مقرر: CM0027011



مقدم

بنرأ نم ةدوجل ال لئاسنل ددعت ماضم ققحت ال م ت. SH3PXD2A (FISH, TKS5) فدهتسي عمّا عطاقتم لعافتي. WB, IF/ICC, ELISA. ف هنم تاوغل تاساردل يلاثم. رأفل او ناسنلإ تاميسي سجالو (invadopodia) ةيجيسي سنلإ. ناطرسل وزغو (podosomes).

ديزمل فرعا

لماعل	هميقل
جتنم ال مس	SH3PXD2A Rabbit pAb
عراعتسم ءامس/اتاطحال م	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
عاونال	Human
GeneID (human)	9644
GeneID	9644
دضتسم ال	Recombinant protein[Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 806-1105 of human SH3PXD2A (NP_055446.2).
ردصم ال	Rabbit
ةئفل	Polyclonal Antibodies
قبيطتل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتم لعافتل	Human, Mouse
SWISS	Q5TCZ1
نيتوربل نزو	125kDa
نحشل	Ice bag