

جـ او Wb- لـ اب لي لحتل Sik3 دض ةليسننلا ددعت م داض م سـ ج Elisa - Q9Y2K2

ررضننعل مقرر: CM0028952



ةمدقم

SIK3 دض بنرأل نم ةليسننلا ددعت م داض م سـ ج
يبرغل لقننلا- لـ اب لي لحتلل آيبيرجت قدصم
رأفل او ناسنللا ىدل ELISA- لـ او (Western blot)
نيثوربلا زانيك فدهتسي. ذرل او
تاراشي ف كراشملا SIK3 نينويث/نيريسل
بسانم. ةفورضللا ايلخلل زيامتو mTOR
تازانكلل ثاحبل.

ديزملل فرع

هم لعملا	هم يلا
جتنملا مسا	SIK3 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
عونلا	ناسنلا
م (ناسنلل) فرعم	23387
نيحلا فرعم	23387
يعانملا دصتسملا	SIK3 نينويث نم 310 ىل 60 نم ةنيمللا صامحلل عم قفاوتي فلتؤم نيثورب (NP_079440.3)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننلا ددعت م داضملا ماسحللا
قبطتلا	WB, ELISA
لدابتللا لعاقتلا	ذرل، رأف، ناسنلا
SWISS	Q9Y2K2
نيثوربلا نزو	نوتلاد وليك 145
نحشلا	جلت سيك