

Sin3A J- Wb و Elisa - Q96St3 مضاد لـ Sin3A

رقم المنتج: CM0006919

معلومات

Sin3A مضاد لـ Sin3A من عائلة سين3A ديح و داضم
و WB تاقية بطول (SWISS: Q96ST3) يرش بـ
ELISA. عم عطاقت لـ لعافت لـ نم ققحت لـ مت
ميطنت تاساردل يلاثم. رأفل او ناسن إلال
خسن لـ.

ديزمل فرعا

لـم إعلـم	مـقـيـل
جـنـمـلـا مـسـا	Sin3A Rabbit mAb
رـاعـتـسـم مـسـا/تـاطـحـالـم	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
عـونـلـا	ناسن
نـيـجـال فرعم	25942
دـصـتـسـمـلـا	يرش بـ Sin3A (NP_056292.1) نم 1-100 مـيـنـمـأـلـا ضـامـحـالـا لـخـاد لـسـلـسـتـعـم قـفاوـتـي يـعـانـطـصـا دـيـتـبـب (يـعـانـطـصـا دـيـتـبـب)
رـدـصـمـلـا	بـرأ
هـؤـفـلـا	هـلـيـسـنـلـا دـيـحـو دـاضـم مـاسـحـأ
قـيـبـطـلـا	WB, ELISA
عـطـاقـتـلـا لـعـافـتـلـا	رأف، ناسن
SWISS	Q96ST3
نـيـتـورـبـلـا نـزو	145kDa
نـحـشـلـا	جـلـت سـيـك