

## Elisa - Q96St3 و Sin3A J- Wb دض لئاسنل ددعت م داضم رصنع ل مقرر: CM0013276

### م دقم

م Sin3A دض ب نرأ ن م لئاسنل ددعت م داضم لكشب لعافت ي؛ ELISA و WB- ل ه ن م ققحت ل يرأفل او يرش ب ل Sin3A م ب لاصت م عاقي إلو، ني تامورك ل ل اساردل ب سان م (145 kDa). ي بصعل روطت ل او، ي موي ل.

### دي زم ل فرع

| ل ماع ل                | م ي ل                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ن م ل م س            | Sin3A Rabbit pAb                                                                              |
| راع ت س م س/ات اطح الم | WTKOS; DEL15Q15; CHR15DELq24; Sin3A                                                           |
| ع و ن ل                | ناسن                                                                                          |
| م (ناسن) ن ج ل فرع م   | 25942                                                                                         |
| م ن ج ل فرع م          | 25942                                                                                         |
| دض ت س م ل             | يرش ب ل Sin3A م 1-120 ن م ني م أ ل اصام أ ل ع م ق فاوت ي ب ك رت ل داع م ني تورب (NP_056292.1) |
| ر دص م ل               | ب نرأ                                                                                         |
| ة ف ل                  | لئاسنل ددعت م داضم                                                                            |
| ق ي بط ل               | WB, ELISA                                                                                     |
| ب لاصت م ل لعافت ل     | رأف، ناسن                                                                                     |
| SWISS                  | Q96ST3                                                                                        |
| ن ي تورب ل ن زو        | 145kDa                                                                                        |
| ن ح ش ل                | ج ل ت س ي ك                                                                                   |