

في مادختس الـ Sirt2 - داضم بنراً ةلـسننل يداحاً داضم مسج Wb، Ihc-P، Elisa - Q8Ixx6

ررضننل مقرر: CM0005363



ةمدقم

SIRT2 دض بنراً ةلـسننل يداحاً داضم مسج
NAD ىلع ةدمتعمل لـيـسـألـةـزان)
في مادختس الـ هنم ققحتل مت (2-نيوتريـس
SIRT2 نيـتـورـب فـشـتـكـي. WB، IHC-P، و ELISA.
ةرود ثاحبأل بسانم. ذرجل وأفلأو ناسنإل في
بالقتس الـ، يواستمل ماسقن الـ، ةلـلـ

ديـزـمـلـ فرعا

رايـعـمـلـ	ةمـيـقـلـ
جـنـمـلـ مـسـا	SIRT2 لـ ةلـسننل يداحاً بنراً داضم مسج
ىرخأ ءامس/اتاطحال م	SIR2; SIR2L; SIR2L2
فدهتسمـلـ يـجـلـ نـئاـكـلـ	ناسنإل
(ناسنإل) نيـجـلـ فرعم	22933
يعانمـلـ دصتسمـلـ	(NP_036369.2) يرشـبـلـ SIRT2 نيـتـورـب نم 281-380 ةنيـمـألـ صامـألـ نمـض لـسـلـسـتـل قـبـاطـم يعانطصا ديتب
ردصـمـلـ	بنرأل
ةئـفـلـ	ةلـسننل يداحاً داضم ماسج
قـيـبـطـتـلـ	WB، IHC-P، ELISA
يـلـدـابـتـلـ لـعـافـتـلـ	ذرجل، وأفلأ، ناسنإل
SWISS	Q8Ixx6
نيـتـورـبـلـلـ يـئـيـزـجـلـ نـزـولـ	نوتلاد وليك 43
جـشـلـ	جلت سيك