

م ب ن ر أ ل ن م ل ئ ا س ن ل د د ع ت م Sirt2 د ا ض م Ih/P, Wb, J (Pab) ب ن ر أ ل ن م ل ئ ا س ن ل د د ع ت م Sirt2 د ا ض م Elisa - Q8lxj6

م ق ر : ر ص ن ع ل م ق ر CM0017735



ة م د ق م

م ت ب ن ر أ ل ن م ل ئ ا س ن ل د د ع ت م SIRT2 د ا ض م
WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ل ه م ق ق ح ت ل
د م ت ع م ز ا ل ي ت ي س أ ي د ي ر ش ب ل SIRT2 ف د ه ت س ي
م ا ه ت ل ا ل ا و ، ة ي ل خ ل ة ر و د ي ف ك ر ا ش م ل ا و (NAD) ل ع
ة ق ي ق د ل ا ب ي ب ا ن أ ل ت ا ي ك ي م ا ن ي د و ، ي ت ا ذ ل ا
ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	SIRT2 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
ع و ن ل	ن ا س ن ا
ن ي ج ل ف ر ع م (ن ا س ن ا)	22933
ن ي ج ل ف ر ع م	22933
د ص ت س م ل	(NP_036369.2) ي ر ش ب ل SIRT2 ن م 300-350 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ل	ل ئ ا س ن ل د د ع ت م د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q8lxj6
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	43kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك