

خ ل ا ب د م ت ع م [Sirt3 - ل د ا ض م ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج Elisa - Q9Ntg7 و Wb - ل [ت و ا ك و Kn

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0029154



ة م د ق م

د د ع ت م د ا ض م م س ج [ت و ا ك و kn خ ل ا ب د م ت ع م]
ل ق ن ل ت ا ق ي ب ط ل ل SIRT3 - ل ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ل
م ت . ELISA و (Western blot) ي ب ر غ ل ي ئ ا ب ر ه ك ل
ب س ا ن م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ي ف ه د ا م ت ع ا
ل ي ت ي س أ ل ا ة ل ا ز ا ة ف ي ط و ة س ا ر د ل
ة ق ا ط ل ل ي ئ ا ذ غ ل ل ي ث م ت ل ا و ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا

د ي ز م ل ف ر ع ا

ه م ل ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ن م ل م س ا	SIRT3 Rabbit pAb [ت و ا ك و kn خ ل ا ب د م ت ع م]
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	SIR2L3; T3
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م	23410
ي ع ا ن م ل د ص ت م ل ا	(NP_036371.1) ي ر ش ب ل ا SIRT3 م 399 ل ي 299 م ن ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة د د ع ت م د ا ض م ل م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ل ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q9NTG7
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 44
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك