

يبرغلا ليحرتلل (Polyclonal Antibody) بنرا نم Six3 داضم Elisa - O95343 و (Wb)

رصنعلا مقرر: CM0018969

ةمدقم

SIX3 دض بنرا نم لئاسنلا ددعتم داضم
يبرغلا ليحرتلل بسانم ،يرشبل
رأفلا عمأبلاصتم لعافتة ELISA و (Western blot)
،يمامألا غامدلا روطت ةساردل ديفم .ذجل او
يمامألا غامدلا هوشتو ،نيعل نيوكتو
(Holoprosencephaly) رطانتملا

ديزملا فرع

لماعلا	ةمقلا
جتنملا مسا	SIX3 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحالم	HPE2; SIX3
عونلا	ناسن
(ناسن) نيچلا فرعم	6496
دضتسملا	يعانص ديتبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	لئاسنلا ددعتم داضم ماسحأ
قيبطتلا	WB, ELISA
بلاصتملا لعافتلا	درج ،راف ،ناسن
SWISS	O95343
نيوتوربال نرو	35kDa
نحشلا	جلت سيك