

Elisa و If/Icc و Wb - Skp1 جـ بـنرألل ةلـسننلا يداحأ داضم P63208

مقرر الرصنع ال: CM0008099



ةمدقم

جـ SKP1 دض بـنرألل ةلـسننلا يداحأ داضم فشكل ممصم ELISA و IF/ICC و Western blot (P63208) يدجل او يرأفل او يرش بـ ال SKP1 نـ وليك 19 نزوب نيتورتوب نوكم نـ فشكي وهو SCF زاغيل نيتيكي بوي دقعم ي ف نوتلاد تاراشل لـقنو ةلـخلل ةرود ثاحبأل يرورض

ديزمال فرعا

لماعمال	هميقل
جتنملا مسا	SKP1 Rabbit mAb
ةليدب ءامسا/اتاطحال م	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
عاونال	ناسن
نيجال فرعم (ناسن)	6500
نيجال فرعم	6500
دضتسملا	(P63208) يرش بـ ال SKP1 نـ 64-163 مةنيمالا ضامحال لـخاد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصملا	بـرأ
ةئفلا	ةلـسننلا يداحأ داضأ
قيبطتال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقم الـعافتال	دج، راف، ناسن
SWISS	P63208
نيتورتوبال نزو	19kDa
نحشال	جلت ةبيقح