

Slc17A7 Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Lj- Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9P2U7

CM0014620: رصنع ال مقرر

مقدم

SLC17A7 دض ةدوجل ال يل اع لئاسنل ددعت م داضم
WB, IF/ICC, IF-P, ل ه ن م ققحتل م ت ب نرأ م
لقان فدهتس ي. رأف ل او ناسن إل ال ي ف ELISA
ثا ب أل (VGLUT1) 1 يل صي و ح ل ا م ا ت و ل غ ل
ب ا ص ع أ ل م و ل ع

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ه م ي ق ل
ج ت م ل م س ا	SLC17A7 Rabbit pAb
را ع ت س م م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	BNPI, VGLUT1, SLC17A7
ع و ن ل ا	ناسن ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م	57030
د ض ت س م ل ا	ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ه ئ ف ل ا	ل ئ ا س ن ل ا ة د د ع ت م د ا د ض أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف , ن ا س ن ا
SWISS	Q9P2U7
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	62kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك