


و Wb في مادختس ال Slc1A4 دض ل يسننل ددعت م داض م سح Ihc-P و Elisa - P43007

رصننعل مقرر: CM0025337



ةمدقم

دض بنارأل نم ل يسننل ددعت م داض م سح
ةنيملأ ضامأل لقان فدهتسي، SLC1A4
نم ققحتل م ت. ASCT1 يرشبل ديحالم
لغافتي و، ELISA و IHC-P و WB في هتيحالص
يلاثم. ناذجل او نارئفل عمّ اعطاقتمّ لغافت
ضامأل لقن تايلاو نيري س-D نزاوت ساردل
ةنيملأ.

ديزملا فرع

هم ل عمل	هم ي ل
جت نم الم س	SLC1A4 Rabbit pAb
ةلي دب ءامس / تاطحال م	SATT; ASCT1; SPATCCM; SLC1A4
عونل	يناسن
نجلال فرعم	6509
يعانم الدضتسم ل	(P43007) يرشبل SLC1A4 نم 400-500 ةنيملأ ضامأل نمض لسلسل ع م قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصم ل	بنرأ
ةئف	ل يسننل ددعت م داضم الم سح ال
قبطط ل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتم لغافت ل	ذج، رأف، يناسن
SWISS	P43007
نيتوربل نرو	نوتلاد وليك 56
نحش ل	جلت سيك