

يبرغل خيطلت لل Slc20A2 دض ليسي نل ددعت م داض م سح Elisa - Q08357 و (Wb) يعانم ال

مقرر: CM0028165 رصنعل

مقدم

فدهت سي ليسي نل ددعت م يبنارأ داض م سح
نم ققحتل م ت، (SLC20A2 (PiT-2 ني تورب ال
و (WB) يعانم ال يبرغل خيطلت لل هتي حالص
ناسن إل اعاونأ عم يعطاقت لعافت عم، ELISA
لقن ي فثحب لل بسانم. ذرل او رأفل او
تاسوري فل لوخدو، ماطعل ن دعت م، تافسوف ال
ايالخل ال إلة يرقهقه.

ديزم ال فرع

معلم ال	م ي ال
حتنم ال مسا	SLC20A2 Rabbit pAb
مسمأ / ماطحال م مراعست م	PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2
عون ال	يناسن
م (ناسن إل) فرعم	6575
م فرعم	6575
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال SLC20A2 ني تورب نم 485 إل 235 نم م يني م ال ماصحال عم قفاوت ي يني م لسلست يلع يوتحي سك توم يجامدن ني تورب (NP_001244110.1).
ردصم ال	بنرأ
ةف	ليسنل ددعت م داضم ال ماصحال
قيبطت ال	WB, ELISA
يعطاقت لعافت ال	ذر، رأف، ناسن
SWISS تاناي بة دقاق	Q08357
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 70
نحش ال	جلت سيك